

**Disposable EEG [Electroencephalography]  
Cup Electrode**
**Intended Applications**

EEG, EP [Evoked Potentials], IONM [Intraoperative Neurophysiological Monitoring], ICU [Intensive Care Unit], LTM [Long Term Monitoring], PSG [Polysomnography] and Ambulatory.

**Sterilization**

Non-sterile.

**Caution**

Disposable EEG Cup Electrodes are for professional use only and should only be used in compliance with accepted industry standards. RhythmLink International, LLC is not responsible for injury, infection or other damage resulting from the use or misuse of this product.

**Packaging**

Ten Electrodes per pouch.

**Instructions for Use**

Clean application site. Apply Cup Electrode using conductive gel, paste, collodion or other similar adhesive. When finished, remove Electrode and clean application site. This product is single-patient use only. Discard Electrode after use.

Symbol	Indication
	Lot Number
	Do Not Reuse
	Date of Manufacture
	Temperature Limitations
	Keep Away from Sunlight
	No Latex Used
	Disposable Cup Electrodes are in conformity with the appropriate European Medical Directive

**Manufacturer**  
RhythmLink International, LLC  
1140 First Street South  
Columbia, SC, USA 29209-3540  
+1.866.633.3754 [toll-free]  
+1.803.252.1222  
+1.803.252.1111 [fax]  
sales@rhythmink.com  
Rhythmink.com

**European Authorized Representative**  
Mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str.71  
30855 Hannover-Langenhagen

**Usos indicados**

EEG, EP [Potenciales Evocados], IONM [Monitorización Intra-Operativa], ICU [Unidad de Cuidado Intensivo], LTM [Monitorización Prolongada], PSG [Polisomnografía] y uso Ambulatorio.

**Esterilización**

No estéril.

**Advertencia**

Los electrodos de cucharilla EEG desechables son solo para uso profesional y se deben usar únicamente de conformidad con las normas aceptadas del sector. RhythmLink International, LLC no se hace responsable de lesiones, infecciones u otros daños resultantes del uso o el uso indebido de este producto.

**Envases**

Diez electrodos por sobre.

**Instrucciones de uso**

Limpiar el área de aplicación. Aplique el electrodo de cucharilla mediante el uso de gel, pasta o colodión conductores, u otros adhesivos similares. Cuando termine, quite el electrodo y limpie el área de aplicación. Este producto es para uso en un solo paciente. Deseche el electrodo después de su uso.

**Advertencia:** La jurisprudencia federal de EE.UU. restringe la venta de este producto por parte o a la orden de un profesional médico. Rhythmink® es una marca registrada de Rhythmink International, LLC.

Símbolo	Significado
	Número de lote
	No reutilizar
	Fecha de fabricación
	Limitaciones de temperatura
	Mantener alejado de la luz solar
	Sin látex
	Los electrodos de cucharilla desechables están en conformidad con la Directiva Médica Europea

**Elettrodo a ventosa monouso per EEG  
[Electroencefalogramma]**
**Intended Applications**

EEG, EP [Potenziali Evocati], IONM [Neuromonitoraggio Interoperatorio], ICU [Rianimazione], LTM [Osservazione Protratta], PSG [Polisonnogramma] e Ambulatorio.

**Sterilizzazione**

Non sterile.

**Attenzione**

Gli elettrodi a ventosa monouso per EEG sono solo per uso professionale e vanno usati esclusivamente attenendosi agli standard adottati nel settore. RhythmLink International, LLC non si assume responsabilità per lesioni, infezioni o altri danni imputabili all'uso sia previsto che improprio di questo articolo.

**Confezione**

Dieci elettrodi per confezione sigillata.

**Istruzioni per l'uso**

Pulire il punto dell'applicazione. Applicare l'elettrodo a ventosa con un gel, pasta, collodio o simile adesivo conduttivo. Al termine rimuovere l'elettrodo e pulire il punto dell'applicazione. Questo articolo prevede l'uso su un solo paziente. Scartare l'elettrodo dopo l'uso.

Símbolo	Indicazione
	Numero lotto
	Non riutilizzare
	Data di fabbricazione
	Limiti di temperatura
	Tenere al riparo dalla luce del sole
	Esente da lattice
	Gli elettrodi a ventosa monouso rispettano la direttiva medica europea

**Attenzione:** La legge federale [USA] limita la vendita di questo dispositivo a opera o su richiesta di un medico iscritto all'albo. Rhythmink® è un marchio registrato di Rhythmink International, LLC.

**Avertissement :** la législation fédérale [américaine] limite ce produit à la vente par ou sur prescription d'un médecin praticien. Rhythmink® est une marque déposée de Rhythmink International, LLC.

**EEG-Cup-Einweg-Elektrode  
[Elektroenzephalografie]**
**Vorgesehene Anwendung**

EEG, EP [Evozierte Potenziale], IONM [Intraoperatives Neuromonitoring], ICU [Intensivstation], LTM [Langzeitüberwachung], PSG [Polysomnografie] und Ambulant.

**Sterilisation**

Nicht steril.

**Achtung**

Einweg-EEG-Cup-Elektroden dürfen nur von Fachpersonal und unter Einhaltung anerkannter Branchenstandards verwendet werden. Rhythmink International, LLC übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Infektionen oder andere Schäden, die durch Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.

**Packungsgröße**

Zehn Elektroden pro Beutel.

**Gebrauchsanweisung**

Applikationsstelle reinigen. Cup-Elektrode mit Leitgel, Leit- oder Klebpaste, Kollodium oder einer ähnlichen Elektrodenpaste befestigen. Nach Gebrauch Elektrode entfernen und Applikationsstelle reinigen. Dieses Produkt ist zum Einpatientengebrauch bestimmt. Elektrode nach Gebrauch entsorgen.

**Achtung:** Nach US-Gesetzen darf dieses Produkt nur an Ärzte bzw. auf ärztliche Anordnung verkauft werden. Rhythmink® ist eine eingetragene Marke von Rhythmink International, LLC.

Symbole	Indication
	Numéro de lot
	Usage unique
	Date de fabrication
	Limites de température
	Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Ne contient pas de latex
	Les électrodes ventouses jetables sont conformes à la directive médicale européenne

Symbol	Bedeutung
	Chargennummer
	Nicht wiederverwenden
	Herstellungsdatum
	Temperaturgrenzen
	Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Latexfrei
	Einweg-Cup-Elektroden sind gemäß den EU-Richtlinien für Medizinprodukte klassifiziert